

# Knee Brace For Light MCL-LCL Instability



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Deze 'Knee Brace For Light MCL-LCL Instability' biedt ondersteuning aan de knie en stelt de gebruiker in staat om de gewenste druk boven of onder de knie te geven. De brace beschikt over twee (verwijderbare) polycentrisch gevormde baleinen die zorgen voor laterale stabiliteit en ondersteuning van het mediaal- en lateraal collateraal Ligament. Het zachte, elastische en ademende materiaal biedt een hoog draagcomfort.

## Indicaties:

- Traumatische pathologieën: lichte verstuikingen, lichte gewrichtslaxiteit, bursitis, gewrichtsvocht.
- Tijdens de revalidatiefase: passieve ondersteuning tijdens revalidatie, lichte bescherming tijdens sportactiviteiten.

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Omvang in cm	Maat
		bovenbeen 10 cm boven de patella	
GM8075-S	Knee Brace For Light MCL-LCL Instability	32– 36 cm	Small
GM8075-M	Knee Brace For Light MCL-LCL Instability	36– 40 cm	Medium
GM8075-L	Knee Brace For Light MCL-LCL Instability	40– 45 cm	Large
GM8075-XL	Knee Brace For Light MCL-LCL Instability	44– 49 cm	X-Large
GM8075-XXL	Knee Brace For Light MCL-LCL Instability	48– 54 cm	XX-Large
GM8075-XXXL	Knee Brace For Light MCL-LCL Instability	54– 60 cm	XXX-Large
GM8075-XXXXL	Knee Brace For Light MCL-LCL Instability	60– 66 cm	XXXX-Large