

# Ligaflex Clavicula



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De rugband voor stabilisatie van de clavicula is bedoeld voor posttraumatisch gebruik. Deze heeft twee schouderbanden die bevestigd zijn op een verankeringskussen op de hoge rug. Het gelijktijdig aanspannen van de banden helpt de clavicula stabiliseren. De banden zijn verstelbaar en aanpasbaar aan de schouderbreedte van de patiënt, en het product is voor niet-chirurgische claviculafracturen. Voor extra comfort is de band gemaakt van een zachte en lichte stof met padding.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Kleur	Borstomvang	Maat
245003-0	Ligaflex Clavicula Junior	zwart	20 - 34 cm	0
245003-1	Ligaflex Clavicula	zwart	34 - 100 cm	I