

Ligaflex Immo



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De GeniMedical Ligaflex Immo is een comfortabele spalk ter immobilisatie van de knie. Door het Tri-Panel ontwerp kan de omvang van het dijbeen zelf worden aangepast. Er zijn verschillende maten beschikbaar afhankelijk van de lengte van het been.

Indicaties:

- Immobilisatiebrace met 4 vervormbare en röntgendoorlaatbare baleinen;
- Antislipsysteem en klittebandsluiting zodat de orthese perfect blijft zitten;
- Geschikt voor alle been- en dijontrekken dankzij 3 mobiele delen.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Maat	Binnenbeenlengte
I20321	Maat 1	50 cm - 60 cm
I20322	Maat 2	60 cm - 70 cm
I20323	Maat 3	70 cm - 80 cm
I20324	Maat 4	80 cm - 120 cm