

# Ligastep AIR walker



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Walker met stijve zijsteunen om het onderbeen, enkel en voet te immobiliseren en te stabiliseren. De walker heeft een opblaasbare voering met geïntegreerde pomp en klep. Ontworpen om minimale dorsaalflexie van de middenvoetsbeentjes te garanderen. Afwikkelsool met antislip die patiënten een natuurlijke, comfortabele loopbeweging biedt. Het product kan op beide voeten worden gedragen.

## Indicaties:

- Enkel/ voet postoperatieve/ posttraumatische immobilisatie
- Ernstige enkel-/ voetverstuiking
- Stabiele fractuur van het onderste derde deel van het been (lange versie)
- Conservatieve behandeling van enkel-/ voetfracturen
- Ernstige enkel/ voet tendinopathie
- Conservatieve behandeling van achillespeesruptuur

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat	Schoenmaat
8403201	Ligastep AIR walker lang	XS	32 - 35
8403202	Ligastep AIR walker lang	S	35 - 38
8403203	Ligastep AIR walker lang	M	39 - 43
8403204	Ligastep AIR walker lang	L	44 - 47
8403205	Ligastep AIR walker lang	XL	47 - 50

# Ligastep AIR walker



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Walker met stijve zijsteunen om het onderbeen, enkel en voet te immobiliseren en te stabiliseren. De walker heeft een opblaasbare voering met geïntegreerde pomp en klep. Ontworpen om minimale dorsaalflexie van de middenvoetsbeentjes te garanderen. Afwikkelsool met antislip die patiënten een natuurlijke, comfortabele loopbeweging biedt. Het product kan op beide voeten worden gedragen.

## Indicaties:

- Enkel/ voet postoperatieve/ posttraumatische immobilisatie
- Ernstige enkel-/ voetverstuiking
- Stabiele fractuur van het onderste derde deel van het been (lange versie)
- Conservatieve behandeling van enkel-/ voetfracturen
- Ernstige enkel/ voet tendinopathie
- Conservatieve behandeling van achillespeesruptuur

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat	Schoenmaat
8503201	Ligastep AIR walker kort	XS	32 - 35
8503202	Ligastep AIR walker kort	S	35 - 38
8503203	Ligastep AIR walker kort	M	39 - 43
8503204	Ligastep AIR walker kort	L	44 - 47
8503205	Ligastep AIR walker kort	XL	47 - 50