

Ligastep FIX walker



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Deze walker heeft rigide zijsteunen om het onderbeen, de enkel en de voet te immobiliseren en te stabiliseren. De walker heeft 90° rigide standers aan beide zijden en is ontworpen om minimale dorsaalflexie van het middenvoetsbeentje te garanderen. De afwikkelzool met antislip biedt patiënten een natuurlijke en comfortabele loopbeweging. Het product kan op beide voeten worden gedragen en is leverbaar in een lange en korte versie.

Indicaties:

- Postoperatieve en posttraumatische immobilisatie van de enkel en voet
- Ernstige enkel- en voetverstuiking
- Stabiele fractuur van het onderste derde deel van het been (lange versie)
- Conservatieve behandeling van enkel- en voetfracturen
- Ernstige tendinopathie van de enkel en voet
- Conservatieve behandeling van achillespeesruptuur

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat	Schoenmaat
8003201	Ligastep FIX walker lang	XS	32 - 35
8003202	Ligastep FIX walker lang	S	35 - 38
8003203	Ligastep FIX walker lang	M	39 - 43
8003204	Ligastep FIX walker lang	L	44 - 47
8003205	Ligastep FIX walker lang	XL	47 - 50

Ligastep FIX walker



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Deze walker heeft rigide zijsteunen om het onderbeen, de enkel en de voet te immobiliseren en te stabiliseren. De walker heeft 90° rigide standers aan beide zijden en is ontworpen om minimale dorsaalflexie van het middenvoetsbeentje te garanderen. De afwikkelzool met antislip biedt patiënten een natuurlijke en comfortabele loopbeweging. Het product kan op beide voeten worden gedragen en is leverbaar in een lange en korte versie.

Indicaties:

- Postoperatieve en posttraumatische immobilisatie van de enkel en voet
- Ernstige enkel- en voetverstuiking
- Stabiele fractuur van het onderste derde deel van het been (lange versie)
- Conservatieve behandeling van enkel- en voetfracturen
- Ernstige tendinopathie van de enkel en voet
- Conservatieve behandeling van achillespeesruptuur

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat	Schoenmaat
8103201	Ligastep FIX walker kort	XS	32 - 35
8103202	Ligastep FIX walker kort	S	35 - 38
8103203	Ligastep FIX walker kort	M	39 - 43
8103204	Ligastep FIX walker kort	L	44 - 47
8103205	Ligastep FIX walker kort	XL	47 - 50