

Lumbosacral Brace Low

(27 cm)



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De brace helpt zo snel en goed mogelijk te herstellen. De Lumbosacral Brace Low, heeft een hoogte van 27 cm. en is anatomisch ontworpen om ondersteuning te bieden aan het lumbosacrale gebied. De brace heeft brede en gemakkelijk te bevestigen klittenbandsluiting aan de voorzijde. De vier verstelbare klittenbanden maken het mogelijk om spanning op het rug gebied te verbeteren en te reguleren.

Comfortabel – Unisex - Hygiënisch: Zacht katoen in contact met de huid van ademend gewezen materiaal.

Indicaties:

- Lumbago
- Ischias
- Lumbale uitstulpingen
- Lumbale artrose
- Lumbale spiercontracturen
- Discopathie
- Lumbale hyper/hypo lordose

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Omtrek middel in cm	Maat
GM8582-S	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	80 - 90 cm	S
GM8582-M	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	90 - 100 cm	M
GM8582-L	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	100 - 110 cm	L
GM8582-XL	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	110 - 120 cm	XL
GM8582-XXL	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	120 - 130 cm	XXL
GM8582-XXXL	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	> 130 cm	XXXL