

# Gipsproducten

Nemoa™



## Ademend

Biedt meer comfort en voorkomt huidproblemen bij de patiënt.



## Goed vormbaar

Modelleerbaar voor optimale aanpassing bij anatomische verschillen.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Dun en veel sterker en lichter dan traditioneel POP. De goede stuurbaarheid van de windsels en de optimale laminatie zorgen voor een mooi glad eindresultaat met rigide of semi-rigide beperking voor de patiënt.

## NEMOA™ ELASTICAST RIGIDE POLYESTER KUNSTSTOFGIPSVERBAND

Nemoa ElastiCast is een lichtgewicht, sterk en in lichte mate flexibel elastisch rigide kunststofgipsverband. Het is samengesteld uit 100% polyester geïmpregneerd met polyurethaanhars. Iedere rol is voorzien van een luchtdichte verpakking. In diverse kleuren verkrijgbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
GM521	Polyester Cast	5,0 x 360 cm
GM522	Polyester Cast	7,5 x 360 cm
GM522	Polyester Cast	10,0 x 360 cm
GM523	Polyester Cast	12,5 x 360 cm

Colors White (W)

# Gipsproducten

Nemoa™



## Ademend

Biedt meer comfort en voorkomt huidproblemen bij de patiënt.



## Goed vormbaar

Modelleerbaar voor optimale aanpassing bij anatomische verschillen.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.

## NEMOA™ ELASTICAST RIGIDE POLYESTER KUNSTSTOFGIPSVERBAND

Nemoa™ Flex is een innovatief, lichtgewicht en sterk semi-rigide kunststofgipsverband. Het is samengesteld uit 100% polyester geïmpregneerd met polyurethaanhars. Het eindproduct is semi-rigide en bijzonder glad. Iedere rol is voorzien van een luchtdichte verpakking. In diverse kleuren verkrijgbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
GM720	Nemoa Flex Cast	2,5 x 180 cm
GM721	Nemoa Flex Cast	5,0 x 360 cm
GM722	Nemoa Flex Cast	7,5 x 360 cm
GM723	Nemoa Flex Cast	10,0 x 360 cm
GM723	Nemoa Flex Cast	12,5 x 360 cm

Colors White (W) • Black (A) • Blue (B) • Red (R) • Pink (P)

## NEMOA™ EVER FRESH

Nemoa™ Ever Fresh is een uniek, waterbestendig buisvormig polstermateriaal toepasbaar onder kunststofgipsverbanden. Door de waterbestendigheid kan met dit polstermateriaal een gipsapplicatie gemaakt worden waarbij b.v. douchen en (eventueel) zwemmen mogelijk is.

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
GM341	Nemoa Everfresh	5,0 x 1000 cm
GM342	Nemoa Everfresh	7,0 x 1000 cm
GM343	Nemoa Everfresh	10,0 x 1000 cm
GM344	Nemoa Everfresh	12,5 x 1000cm

# Gipsproducten

Nemoa™



#### Ademend

Biedt meer comfort en voorkomt huidproblemen bij de patiënt.



#### Goed vormbaar

Modelleerbaar voor optimale aanpassing bij anatomische verschillen.



#### Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.

## NEMOA™ SPLINT

De Nemoa™ Splints zijn op rol of als pre-cuts verkrijgbaar. Beide zijn als kant-en-klare spalken direct te gebruiken, zonder handschoenen, watten en stockinette. Ze zijn samengesteld uit een 100% nonwoven polyester materiaal geïmpregneerd met polyurethaanhars. De rolls worden geleverd in (hersluitbare) luchtdichte verpakking en handige doos. De Nemoa™ pre-cuts zijn individueel luchtdicht verpakt en worden per 5 in een doos geleverd.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
GM301	Nemoa Splint Roll splints	5,0 x 450 cm
GM302	Nemoa Splint Roll splints	7,5 x 450 cm
GM303	Nemoa Splint Roll splints	10,0 x 450 cm
GM304	Nemoa Splint Roll splints	12,5 x 450 cm
GM305	Nemoa Splint Roll splints	15,0 x 450 cm

## Pre-cuts

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
GM351	Nemoa Splint Pre-cut	5,0 x 25 cm
GM361	Nemoa Splint Pre-cut	7,5 x 30 cm
GM363	Nemoa Splint Pre-cut	7,5 x 88 cm
GM371	Nemoa Splint Pre-cut	10,0 x 38 cm
GM373	Nemoa Splint Pre-cut	10,0 x 75 cm