

# White Label Comfort

Aan beide zijden bedekt met een foamlag



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Het GeniMedical "White Label Comfort" thermoplastisch materiaal is een laag-temperatuur thermoplastisch materiaal ontstaan uit een co-polymerisatie met als basis polycaprolactone en polyurethaan dat aan beide zijden bedekt is met een foamlag met een dikte van 0,6 mm. Deze unieke foamlag zorgt ervoor dat het materiaal niet onderling verkleeft en er een luchtlaag wordt gevormd tussen de huid van de patiënt en de thermoplast.

Het "White Label Comfort" thermoplastische materiaal hardt reeds na enkele minuten uit en correcties zijn gemakkelijk uit te voeren. Iedere plaat is afzonderlijk verpakt en beschikbaar in verschillende afmetingen, diktes en perforatietypen. Tevens zijn er verschillende pre-cut modellen leverbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Type	Kleur	Afmeting in cm.	Dikte in mm.
WL0800	Non-Perfo	huid	60 x 41	0,8
WL0810	Micro-Perfo	huid	60 x 41	0,8
WL1600	Non-Perfo	huid	60 x 43	1,6
WL1610	Micro-Perfo	huid	60 x 43	1,6
WL2000	Non-Perfo	huid	60 x 44	2
WL2010	Micro-Perfo	huid	60 x 44	2
WL2020	Mini-Perfo	huid	60 x 44	2
WL2030	Multi-Perfo	huid	60 x 44	2
WL2500	Non-Perfo	huid	60 x 45	2,5
WL2520	Mini-Perfo	huid	60 x 45	2,5

# White Label Comfort

Aan beide zijden bedekt met een foamlag



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Type	Kleur	Afmeting in cm.	Dikte in mm.
WL2530	Multi-Perfo	huid	60 x 45	2,5
WL2500/9	Non-Perfo	huid	60 x 90	2,5
WL2520/9	Mini-Perfo	huid	60 x 90	2,5
WL2530/9	Multi-Perfo	huid	60 x 90	2,5
WL3000	Non-Perfo	huid	60 x 45	3
WL3020	Mini-Perfo	huid	60 x 45	3
WL3030	Multi-Perfo	huid	60 x 45	3
WL3000/9	Non-Perfo	huid	60 x 90	3
WL3020/9	Mini-Perfo	huid	60 x 90	3
WL3030/9	Multi-Perfo	huid	60 x 90	3
WL4000	Non-Perfo	huid	60 x 45	4
WL4020	Mini-Perfo	huid	60 x 45	4
WL4000/9	Non-Perfo	huid	60 x 90	4
WL4020/9	Mini-Perfo	huid	60 x 90	4