

White Label Comfort

One Side Coated

Aan één zijde bedekt met een foamlag



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Het GeniMedical “White Label One Side Coated” thermoplastisch materiaal is een laag-temperatuur thermoplastisch materiaal ontstaan uit een co-polymerisatie met als basis polycaprolactone en polyurethaan dat aan één zijde bedekt is met een foamlag met een dikte van 0,6 mm. Deze unieke foamlag zorgt ervoor dat er een luchtlag wordt gevormd tussen de huid van de patiënt en de thermoplast.

Het “White Label One Side Coated” thermoplastische materiaal hardt reeds na enkele minuten uit en correcties zijn gemakkelijk uit te voeren. Iedere plaat is afzonderlijk verpakt en beschikbaar in verschillende afmetingen, diktes en perforatietypen.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Type	Kleur	Afmeting in cm.	Dikte in mm.
WL/0800	Non-Perfo	huid	60 x 41	0,8
WL/0810	Micro-Perfo	huid	60 x 41	0,8
WL/1600	Non-Perfo	huid	60 x 43	1,6
WL/1610	Micro-Perfo	huid	60 x 43	1,6
WL/2000	Non-Perfo	huid	60 x 44	2
WL/2010	Micro-Perfo	huid	60 x 44	2
WL/2020	Mini-Perfo	huid	60 x 44	2
WL/2030	Multi-Perfo	huid	60 x 44	2
WL/2500	Non-Perfo	huid	60 x 45	2,5
WL/2520	Mini-Perfo	huid	60 x 45	2,5

White Label Comfort

One Side Coated

Aan één zijde bedekt met een foamlaag



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Type	Kleur	Afmeting in cm.	Dikte in mm.
WL/2530	Multi-Perfo	huid	60 x 45	2,5
WL/2500/9	Non-Perfo	huid	60 x 90	2,5
WL/2520/9	Mini-Perfo	huid	60 x 90	2,5
WL/2530/9	Multi-Perfo	huid	60 x 90	2,5
WL/3000	Non-Perfo	huid	60 x 45	3
WL/3020	Mini-Perfo	huid	60 x 45	3
WL/3030	Multi-Perfo	huid	60 x 45	3
WL/3000/9	Non-Perfo	huid	60 x 90	3
WL/3020/9	Mini-Perfo	huid	60 x 90	3
WL/3030/9	Multi-Perfo	huid	60 x 90	3
WL/4000	Non-Perfo	huid	60 x 45	4
WL/4020	Mini-Perfo	huid	60 x 45	4
WL/4000/9	Non-Perfo	huid	60 x 90	4
WL/4020/9	Mini-Perfo	huid	60 x 90	4