

# Modelleerbare Polsbrace



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Modelleerbare Polsbrace is 25 cm lang en wordt gebruikt met een luchtdicht verpakte polyester spalk. Deze spalk kan na het openen van de verpakking en onderdompeling in water, in iedere gewenste positie aangebracht kan worden. De polyester spalk wordt los meegeleverd en kan met behulp van een speciaal daarvoor ontworpen pincet in de polsbrace geschoven.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Omtrek pols	Maat
GMI053-I	GMI063-I	Modelleerbare Polsbrace	7,5 - 8,8 cm	S
GMI054-I	GMI064-I	Modelleerbare Polsbrace	8,8 - 10,0 cm	M
GMI055-I	GMI065-I	Modelleerbare Polsbrace	10,0 - 11,3 cm	L
GMI056-I	GMI066-I	Modelleerbare Polsbrace	11,3 - 12,5 cm	XL