

# Abductiekussen schouder



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Het GeniMedical Abductiekussen schouder is zo ontworpen dat het een stabiele gefixeerde abductie stand van de schouder waarborgt. Omdat de arm in het kussen ligt wordt rotatie van de schouder voorkomen. Het materiaal is zacht en daardoor aangenaam voor de patiënt.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Maat
GMI 183	GMI 193	Abductiekussen schouder	Small/Medium
GMI 185	GMI 195	Abductiekussen schouder	Medium/Large