

ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace

(voorheen New Edge Knee Brace)



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace is gemaakt van comfortabel gepatenteerd 3D geweven materiaal. Aan de binnenzijde is de brace voorzien van een 100% ademend katoenen materiaal. Het geavanceerde policentrische scharnier van de brace bootst de rol-glij beweging van de knie zeer natuurgetrouw na. De flexie- en extensie zijn volledig instelbaar.

ROM brace: in volledige immobilisatie vast te zetten van 0° tot 60° en per 15° op te bouwen. Flexie is op te bouwen van 15° tot 90° in stappen van 15°.

Indicaties:

- ACL – PCL ruptuur en/of reconstructie
- Postoperatieve behandeling Ligamenten Collaterale
- Knietrauma's (distorsies of dislocaties), gewrichtslaxiteit en laterale instabiliteit
- Ondersteuning bij lichte of middelzware gonartrose
- Tijdens revalidatiefase, om steun te bieden en het vertrouwen te verbeteren

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	Artikelomschrijving	Omvang in cm 15 cm boven de patella	Maat
GM8053-RXS	GM8053-LXS	ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace	34 - 38 cm	X-Small
GM8053-RS	GM8053-LS	ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace	38 - 43 cm	Small
GM8053-RM	GM8053-LM	ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace	43 - 49 cm	Medium
GM8053-RL	GM8053-LL	ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace	49 - 56 cm	Large
GM8053-RXL	GM8053-LXL	ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace	56 - 64 cm	X-Large
GM8053-RXXL	GM8053-LXXL	ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace	64 - 73 cm	XX-Large
GM8053-RXXXL	GM8053-LXXXL	ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace	73 - 83 cm	XXX-Large