

Ligaflex Rhizo duimbrace



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Deze statische duimbrace voor de immobilisatie van de duim in antalgische stand past zich volmaakt aan de morfologie aan dankzij een beugel van metaaldraad met een verend effect. Thermytex materiaal aan de binnenzijde is luchtdoorlatend en antibacterieel. Twee klittenbandsluitingen die het aanleggen van het product vereenvoudigen. Immobilisatie van de duim en handbasis met behoud van handfunctie.

Indicaties:

- Trauma van handbasis of duim (CMC en/of MCP)
- Revalidatie na handbasis of duim operatie
- CMC / MCP artrose
- Reumatoïde artritis in de hand
- Immobilisatie van het trapezo-metacarpaal gewricht in geval van een beginnende rizartrrose
- Pijn in het duimbasisgewricht
- Artrose rondom het scaphoïde bot
- Postoperatief
- Aanleg van de prothese
- Trapezectomie
- Chirurgie van metacarpale fracturen basis MC I: Rolando of Bennett fracturen
- Lichte duimverstuiking

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Omvang pols	Maat
GMI083	GMI093	Ligaflex Rhizo duimbrace	13 - 17 cm	1
GMI085	GMI095	Ligaflex Rhizo duimbrace	17 - 23 cm	2