

LombaSkin



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.




Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De vernieuwde LombaSkin is een premium rugbrace die lage rugpijn verlicht en ondersteuning biedt aan de wervelkolom, door middel van een verhoogde intra-abdominale druk waardoor de belasting op de tussenwervelschijven wordt verlicht. De materialen maken deze rugbrace bijzonder comfortabel, en is ook op de blote huid dragen. De brace heeft een gepatenteerd "M-vormig" achterpaneel met 4 comfortabel vervormbare dorsale metalen steunen. De rugbrace is gemaakt van een ademend en zacht materiaal (Combitex), die de afvoer van vocht mogelijk maakt en snel droogt.

Indicaties:

- Niet-specifieke lage rugpijn (acute, subacute en chronische fasen)
- Preventie van recidiverende lage rugpijn in combinatie met terugkeer naar activiteiten en/of therapeutische informatie
- Wervelkanaalstenose
- Stabiliteit van de wervelkolom
- Hervatting van de activiteit

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Tailleomvang	Maat
087001-1	LombaSkin	60 -80 cm	1
087001-2	LombaSkin	75 - 95 cm	2
087001-3	LombaSkin	90 - 110 cm	3
087001-4	LombaSkin	105 - 125 cm	4
087001-5	LombaSkin	120 - 140 cm	5