

# Ortho E-Back Brace

(H28 cm)



#### Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



#### Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



#### Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Ortho E-Back Brace heeft door het anatomisch ontwerp een perfecte pasvorm voor de patiënt. De semi-rigide textiel in het paravertebrale gebied zorgt voor maximale stabiliteit van de wervelkolom en de extra voorste banden verbeteren effectief het ondersteunende effect. Het aantal banden varieert afhankelijk van de hoogte van het korset (om de spanning op verschillende delen van de rug aan te passen). De baleinen aan de rugzijde zijn te verwijderen om de ondersteuning aan te passen aan de behoeften van de patiënt en verschillende revalidatiefasen. De innovatieve bacteriostatische Radyarn stof garandeert maximale hygiëne, comfort, ademend vermogen en voorkomt nare geurtjes.

#### Indicaties:

- Acute of chronische lage rugpijn en/of lumbale ischias
- Discopathie
- Matige spondylarthrose
- Spinale spiercontracturen
- Lumbosacrale tendinopathieën
- Discushernia
- Lumbosacrale kyfose
- Milde osteolyse/ osteoporose
- Postoperatief na een herniaoperatie, posterieure decompressie

#### Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Omtrek middel in cm	Maat
GM8553.28-S	Ortho E-Back Brace (H 28 cm)	80 - 90 cm	S
GM8553.28-M	Ortho E-Back Brace (H 28 cm)	90 - 100 cm	M
GM8553.28-L	Ortho E-Back Brace (H 28 cm)	100 - 110 cm	L
GM8553.28-XL	Ortho E-Back Brace (H 28 cm)	110 - 120 cm	XL
GM8553.28-XXL	Ortho E-Back Brace (H 28 cm)	120 - 130 cm	XXL
GM8553.28-XXXL	Ortho E-Back Brace (H 28 cm)	> 130 cm	XXXL