

RhizolasticFix



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De duimbrace heeft twee vervormbare baleinen en twee klittenbanden om de immobilisatie van de duim aan te passen. De brace is gemaakt van RadYarn bacteriostatische stof is ultra hygiënisch (belangrijk na een operatie of bij huiddefect) en comfortabel en ademend.

Indicaties:

- artrose, lichte trauma's en postoperatief

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Maat
GMI36-RS	GMI36-LS	RhizolasticFix	S
GMI36-RM	GMI36-LM	RhizolasticFix	M
GMI36-RL	GMI36-LL	RhizolasticFix	L