

Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Dorso Rigid 35 (Hewitt Brace) hat die folgenden Produkteigenschaften:

- Optimierte Passform und Kontrolle
- Leichter, teleskopischer Rahmen aus Aluminiumlegierung
- Rückenpolster horizontal oder vertikal verstellbar
- Verstellbare laterale Polster
- Scharnierendes Beckenband und Steißbeinpolster
- Federunterstütztes Beckenband schwenkt oder verriegelt bei 10° oder 18°
- Das Steißbeinpolster passt sich selbst für komfortable Kontrolle an
- Benutzerfreundliche Verriegelung für optimale Unterstützung
 - Mühelos anzulegen und zu spannen für verbesserte Konformität
 - Sichere und stabile Verschlussmechanismen
 - Schnellanschluss des Gurtknopfes mit Handschlaufe für einfache Anwendung

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung			Größe
089001/S	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	60 - 75 cm	34 - 32 cm	S
089001/MS	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	75 - 90 cm	34 - 41 cm	M-S
089001/M	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	75 - 90 cm	36 - 46 cm	M
089001/LS	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	90 - 105 cm	36 - 46 cm	L-S
089001/L	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	90 - 105 cm	40 - 52 cm	L
089001/XL	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	105 - 115	42 - 54 cm	XL