

# Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel



De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Dorso Rigid 35 (Hewitt Brace) heeft de volgende producteigenschappen:

- Geoptimaliseerde pasvorm en controle
- Lichtgewicht telescopisch frame van aluminiumlegering
- Rugkussentjes horizontaal of verticaal verstelbaar
- Verstelbare laterale pads
- Scharnierende bekkenband en stuitkussen
- Veerondersteunde bekkenband scharniert of vergrendelt op 10° of 18°
- Het stuitkussen past zichzelf aan voor comfortabele controle
- Gebruiksvriendelijke vergrendeling voor optimale ondersteuning
  - Moeiteloos aan te brengen en aan te spannen voor verbeterde concordantie
  - Veilige en zekere sluiting
  - Snel aan te sluiten bandknop met handlus voor eenvoudig aanbrengen

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving			Maat
089001/S	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	60 - 75 cm	34 - 32 cm	S
089001/MS	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	75 - 90 cm	34 - 41 cm	M-S
089001/M	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	75 - 90 cm	36 - 46 cm	M
089001/LS	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	90 - 105 cm	36 - 46 cm	L-S
089001/L	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	90 - 105 cm	40 - 52 cm	L
089001/XL	Dorso Rigid 35 (Hewittbrace)	105 - 115	42 - 54 cm	XL