

Elbow Brace



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Ellbogen-ROM-Schiene ist einfach anzupassen, was für hohen Tragekomfort und Unterstützung sorgt, um sich von einer Operation, Verletzung oder Instabilität zu erholen.

Der Bewegungsbereich kann einfach über die federbelasteten Schnellspanner mit einer einfachen ‚Ziehen und Schieben‘-Bewegung angepasst werden. Das Design verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Beugungs- und Streckungseinstellungen.

Erhältlich in folgenden Größen:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Größe |
|---------------|---------------------|------------|
| 139503 | Elbow Brace rechts | Universell |
| 139505 | Elbow Brace links | Universell |