

# Elbow Brace



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Elleboog ROM Brace is eenvoudig aan te passen wat zorgt voor goed draagcomfort en ondersteuning die herstellen van een operatie, letsel of instabiliteit.

Het bewegingsbereik kan eenvoudig worden aangepast via de veerbelaste snelklemmen door een simpele 'trek en schuif'-beweging. Het ontwerp voorkomt onbedoelde veranderingen in de flexie- en extensie-instellingen.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
139503	Elbow Brace rechts	Universeel
139505	Elbow Brace links	Universeel