

# Ligaflex Immo



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Ligaflex Immo is een comfortabele spalk ter immobilisatie van de knie. Door het Tri-Panel ontwerp kan de omvang van het dijbeen zelf worden aangepast. Er zijn verschillende maten beschikbaar afhankelijk van de lengte van het been.

## Indicaties:

- Immobilisatiebrace met 4 vervormbare en röntgendoorlaatbare baleinen;
- Antislipsysteem en klittebandsluiting zodat de orthese perfect blijft zitten;
- Geschikt voor alle been- en dijontrekken dankzij 3 mobiele delen.

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Maat	Binnenbeenlengte
I20321	Maat 1	50 cm - 60 cm
I20322	Maat 2	60 cm - 70 cm
I20323	Maat 3	70 cm - 80 cm
I20324	Maat 4	80 cm - 120 cm

