

# Ligaflex Classic open

## Handgelenkstütze



### Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



### Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



### Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Ligaflex Classic open Handgelenkstütze ist eine wirtschaftliche, fertig montierte Bandage zur Immobilisation des Handgelenks. Die Handgelenkstütze verfügt über eine herausnehmbare Aluminium-Palmarschiene und drei Klettverschlüsse für eine ideale Passform. Durch das intelligente Design ist diese Bandage sowohl links als auch rechts anwendbar. Darüber hinaus ist diese Bandage gut verstellbar, sodass nur zwei Größen benötigt werden.

### Indikationen:

- Posttraumatische Handgelenksbeschwerden
- Postoperative Handgelenksbeschwerden
- Karpaltunnelsyndrom (KTS)

### Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Handgelenkumfang	Größe
243702-1	Ligaflex Classic open Handgelenkstütze	13 - 17 cm	1
243702-2	Ligaflex Classic open Handgelenkstütze	17 - 23 cm	2