

Ligaflex Classic open

Polsbrace



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Ligaflex Classic open Polsbrace is een economische, kant en klare brace voor immobilisatie van de pols. De polsbrace heeft een verwijderbare aluminium palmaire balein en drie klittenbanden voor een ideale pasvorm. Door het slimme ontwerp is deze brace zowel links als rechts toepasbaar. Verder is deze brace goed verstelbaar waardoor er maar twee maten nodig zijn.

Indicaties:

- Post-traumatische polsklachten
- Postoperatieve polsklachten
- Carpaal tunnel syndroom (CTS)

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Polsomtrek	Maat
243702-1	Ligaflex Classic open Polsbrace	13 - 17 cm	1
243702-2	Ligaflex Classic open Polsbrace	17 - 23 cm	2