

LombaStab 2



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Diese Rückenstütze stabilisiert den Rücken durch ihre Stäbe und das einzigartige Anziehmechanismus. Sie garantiert eine deutlich spürbare und effektive Stabilisierung des Rückens, hohen Tragekomfort und ist einfach zu bedienen. Die Rückenstütze kann bei unspezifischen Schmerzen im unteren Rücken (akut, subakut, chronisch) und lumbaler Stenose eingesetzt werden. Diese Rückenstütze hat eine Höhe von 26 cm.

Indikationen:

- A-spezifische Schmerzen im unteren Rücken (akut, subakut, chronisch);
- Lumbale Stenose

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Taillenumfang	Größe
085301-1	LombaStab 2	60 -80 cm	1
085301-2	LombaStab 2	75 - 95 cm	2
085301-3	LombaStab 2	90 - 110 cm	3
085301-4	LombaStab 2	105 - 125 cm	4
085301-5	LombaStab 2	120 - 140 cm	5