

LombaStab 2



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Deze rugbrace stabiliseert de rug door zijn baleinen en het unieke aantrekmechanisme. Het staat garant voor een duidelijk waarneembare en effectieve stabilisatie van de rug, hoog draagcomfort en is eenvoudig in gebruik. De rugbrace is in te zetten bij a-specifieke lage rugklachten (acuut, subacuut, chronisch) en Lumbale Stenose. Deze rugbrace heeft een hoogte van 26 cm.

Indicaties:

- A-specifieke lage rugklachten (acuut, subacuut, chronisch);
- Lumbale Stenose

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Tailleomvang	Maat
085301-1	LombaStab 2	60 - 80 cm	1
085301-2	LombaStab 2	75 - 95 cm	2
085301-3	LombaStab 2	90 - 110 cm	3
085301-4	LombaStab 2	105 - 125 cm	4
085301-5	LombaStab 2	120 - 140 cm	5