

Lumbosacral Brace High (32 cm)



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Bandage hilft, so schnell und gut wie möglich zu genesen. Die Lumbosacral Brace High hat eine Höhe von 32 cm und ist anatomisch gestaltet, um Unterstützung im lumbosakralen Bereich zu bieten. Die Bandage verfügt über einen breiten, einfach zu befestigenden Klettverschluss an der Vorderseite. Die sechs verstellbaren Klettbänder ermöglichen es, die Spannung im Rückenbereich zu verbessern und zu regulieren.

Komfortabel – Unisex – Hygienisch: Weiche Baumwolle, die mit der Haut in Kontakt kommt, aus atmungsaktivem Gewebematerial gefertigt.

Indikationen:

- Lumbago
- Ischias
- Osteoporose
- Lumbale Vorwölbungen
- Lumbale Arthrose
- Lumbale Muskelkontrakturen
- Discopathie
- Lumbale Hyper-/Hypolordose

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Umfang der Taille in cm	Größe
GM8572-S	Lumbosacral Brace High (32 cm)	80 - 90 cm	S
GM8572-M	Lumbosacral Brace High (32 cm)	90 - 100 cm	M
GM8572-L	Lumbosacral Brace High (32 cm)	100 - 110 cm	L
GM8572-XL	Lumbosacral Brace High (32 cm)	110 - 120 cm	XL
GM8572-XXL	Lumbosacral Brace High (32 cm)	120 - 130 cm	XXL
GM8572-XXXL	Lumbosacral Brace High (32 cm)	> 130 cm	XXXL