

Lumbosacral Brace Low

(27 cm)



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Bandage hilft, so schnell und gut wie möglich zu genesen. Die Lumbosacral Brace Low hat eine Höhe von 27 cm und ist anatomisch gestaltet, um Unterstützung im lumbosakralen Bereich zu bieten. Die Bandage verfügt über einen breiten, einfach zu befestigenden Klettverschluss an der Vorderseite. Die vier verstellbaren Klettbänder ermöglichen es, die Spannung im Rückenbereich zu verbessern und zu regulieren.

Komfortabel – Unisex – Hygienisch: Weiche Baumwolle, die mit der Haut in Kontakt kommt, aus atmungsaktivem Gewebematerial gefertigt.

Indikationen:

- Lumbago
- Ischias
- Lumbale Vorwölbungen
- Lumbale Arthrose
- Lumbale Muskelkontrakturen
- Discopathie
- Lumbale Hyper-/Hypolordose

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Umfang der Taille in cm	Größe
GM8582-S	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	80 - 90 cm	S
GM8582-M	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	90 - 100 cm	M
GM8582-L	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	100 - 110 cm	L
GM8582-XL	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	110 - 120 cm	XL
GM8582-XXL	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	120 - 130 cm	XXL
GM8582-XXXL	Lumbosacral Brace Low (27 cm)	> 130 cm	XXXL