

Malleo Dynastab



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Kombination aus einer starren lateralen Schiene und dem einzigartigen „Strapping-System“ sorgt für optimale Unterstützung. Die patentierte Metallverstärkung übt keinen Druck auf den Malleolus aus. Das atmungsaktive Material sorgt für hohen Tragekomfort, und die Bandage lässt sich leicht im Schuh tragen. Die Fußgelenkbandage ist universell (links/rechts) einsetzbar.

Indikationen:

- Chronische Instabilität der Außenbänder des Sprunggelenks
- Zustand nach Verstauchung / Umknicken des Sprunggelenks
- Ruptur der Außenbänder des Sprunggelenks
- Posttraumatische, postoperative Beschwerden im Sprunggelenk

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Knöchelumfang in cm	Größe
235102200	Malleo Dynastab BOA	16 - 19 cm	0
035101-1	Malleo Dynastab	19 - 22 cm	1
035101-2	Malleo Dynastab	21 - 26 cm	2
035101-3	Malleo Dynastab	26 - 30 cm	3