

Ortel C4 Vario (Miami)



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Der Ortel C4Vario ist eine universelle Halskrause. Sie ist vollständig verstellbar für optimale Unterstützung. Zusätzliche Unterstützung für die Halswirbelsäule wird durch zwei starre Platten gewährleistet. Die okzipitalen, Kinn-, oberen Rücken- und Sternum stützen sorgen für vollständige Immobilisierung. Die Höhe der Orthese ist von 9 bis 16 cm verstellbar. Die vordere Öffnung ermöglicht den Zugang zur Luftröhre. Die Orthese ist komfortabel dank ihres abnehmbaren und waschbaren Fitters und ist röntgendurchlässig.

Indikationen:

- Starke Nackenschmerzen
- Stabile Frakturen
- Arthrose

In den folgenden Größen erhältlich:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Farbe | Größe |
|---------------|-----------------------|-------|------------|
| T492901 | Ortel C4Vario (Miami) | Grau | Universell |