

Ortho E-Back Brace

(H28 cm)



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Ortho E-Back Brace bietet durch ihr anatomisches Design eine perfekte Passform für den Patienten. Das semi-rigide Textil im paravertebralen Bereich sorgt für maximale Stabilität der Wirbelsäule, während die zusätzlichen vorderen Bänder den unterstützenden Effekt effektiv verstärken. Die Anzahl der Bänder variiert je nach Höhe des Korsetts (um die Spannung in verschiedenen Teilen des Rückens anzupassen). Die Stäbe auf der Rückseite können entfernt werden, um die Unterstützung an die Bedürfnisse des Patienten und verschiedene Rehabilitationsphasen anzupassen. Der innovative bakterienstatische Radyarn-Stoff garantiert maximale Hygiene, Komfort, Atmungsaktivität und verhindert unangenehme Gerüche.

Indikationen:

- Akute oder chronische Schmerzen im unteren Rücken und/oder lumbale Ischias
- Mäßige Spondylarthrose
- Spinale Muskelkontrakturen
- Lumbosakrale Tendinopathien
- Bandscheibenvorfall
- Lumbosakrale Kyphose
- Milde Osteolyse
- Postoperativ nach einer Hernienoperation, dorsale Dekompression

Erhältlich in folgenden Größen:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Umfang der Taille in cm | Größe |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| GM8553.28-S | Ortho E-Back Brace (H 28 cm) | 80 - 90 cm | S |
| GM8553.28-M | Ortho E-Back Brace (H 28 cm) | 90 - 100 cm | M |
| GM8553.28-L | Ortho E-Back Brace (H 28 cm) | 100 - 110 cm | L |
| GM8553.28-XL | Ortho E-Back Brace (H 28 cm) | 110 - 120 cm | XL |
| GM8553.28-XXL | Ortho E-Back Brace (H 28 cm) | 120 - 130 cm | XXL |
| GM8553.28-XXXL | Ortho E-Back Brace (H 28 cm) | > 130 cm | XXXL |