

P-FIX + Wrist Splint



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die P-FIX+ Bandage verfügt über vier anatomisch geformte, formbare und herausnehmbare Schienen. Mit drei Klettverschlüssen kann die Passform an den Umfang des Unterarms des Patienten angepasst werden. Die Bandage lässt sich vollständig öffnen, was sie besonders leicht anwendbar macht, insbesondere bei schmerzenden oder frisch operierten Handgelenken. Das bakterienhemmende Radyarn®-Textil sorgt für bessere Hygiene, Komfort und Atmungsaktivität.

Indikationen:

- **Traumatische Erkrankungen:** Verstauchungen, Karpal- und Metakarpalfrakturen, Tendinitis, Quervain und Daumenverletzungen
- **Degenerative Erkrankungen:** Arthrose, Rhizarthrose
- **Rehabilitationsphase:** Entlastung nach Trauma und postoperativ

Erhältlich in den folgenden Größen:

| Rechts | Links | Artikelbeschreibung | Größe |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------|
| GM8134-RS | GM8134-LS | P-FIX+ Thumb and Wrist Splint | S |
| GM8134-RM | GM8134-LM | P-FIX+ Thumb and Wrist Splint | M |
| GM8134-RL | GM8134-LL | P-FIX+ Thumb and Wrist Splint | L |