

Rebel Reliever Brace



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De rigide ontlastende kniebrace voor unicompartimentele knieartrose is wetenschappelijk bewezen effectief. Corrigerende Force-technologie: het frame kan zonder gereedschap worden ingekort of verlengd (max 18 graden correctie).

Indicaties:

- Gepatenteerde instelbaar ontlastingssysteem
- Anatomische TM5+ scharnieren
- Flexie/Extensie kit (aanpasbaar zonder gereedschap)
- Anatomisch ontworpen Tibia frame, voor betere fitting

De Rebel Reliever is beschikbaar in 6 standaardmaten en 9 speciale maten. Dit zijn combinaties van verschillende frames boven en onder.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer rechts | Artikelnummer links | Omvang bovenbeen 15 cm boven de knie | Breedte knie | Omvang onderbeen 15 cm onder de knie | Maat |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|---|------|
| U03309-RXS | U03309-LXS | 31 cm - 39 cm | 7.5 cm - 9 cm | 28 cm - 32 cm | XS |
| U03309-RS | U03309-LS | 39 cm - 47 cm | 9 cm - 10 cm | 31 cm - 35 cm | S |
| U03309-RM | U03309-LM | 47 cm - 53 cm | 10 cm - 11.5 cm | 34 cm - 38 cm | M |
| U03309-RL | U03309-LL | 53 cm - 60 cm | 11.5 cm - 12.5 cm | 37 cm - 40 cm | L |
| U03309-RXL | U03309-LXL | 60 cm - 64 cm | 12.5 cm - 14 cm | 38 cm - 43 cm | XL |
| U03309-RXXL | U03309-LXXL | 64 cm - 71 cm | 14 cm - 15.5 cm | 43 cm - 48 cm | XXL |

Rebel Reliever Brace



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Rebel Reliever is beschikbaar in 6 standaardmaten en 9 speciale maten. Dit zijn combinaties van verschillende frames boven en onder.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer rechts | Artikelnummer links | Omvang bovenbeen 15 cm boven de knie | Breedte knie | Omvang onderbeen 15 cm onder de knie |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|---|
| U033093-R-S-XS | U033093-L-S-XS | 39 cm - 47 cm | 9 cm - 10 cm | 28 cm - 32 cm |
| U033093-R-S-M | U033093-L-S-M | 39 cm - 47 cm | 10 cm - 11.5 cm | 34 cm - 38 cm |
| U033093-R-M-S | U033093-L-M-S | 47 cm - 53 cm | 10 cm - 11.5 cm | 31 cm - 35 cm |
| U033093-R-M-L | U033093-L-M-L | 47 cm - 53 cm | 11.5 cm - 12.5 cm | 37 cm - 40 cm |
| U033093-R-L-M | U033093-L-L-M | 53 cm - 60 cm | 11.5 cm - 12.5 cm | 34 cm - 38 cm |
| U033093-R-L-XL | U033093-L-L-XL | 53 cm - 60 cm | 12.5 cm - 14 cm | 38 cm - 43 cm |
| U033093-R-XL-L | U033093-L-XL-L | 60 cm - 64 cm | 12.5 cm - 14 cm | 37 cm - 40 cm |
| U033093-R-XL-XXL | U033093-L-XL-XXL | 60 cm - 64 cm | 14 cm - 15.5 cm | 43 cm - 48 cm |
| U033093-R-XXL-XL | U033093-L-XXL-XL | 64 cm - 71 cm | 14 cm - 15.5 cm | 38 cm - 43 cm |

