

# Silistab Achillo Brace



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De combinatie van een veerkrachtige tricot met zones van specifieke tricot op de enkels en een siliconenlaag ter hoogte van de achillespees, zorgt voor een optimale en comfortabele ondersteuning. Met de op elkaar plaatsbare zolen kunnen twee verschillende hoogtes gecreëerd worden. De meegeleverde extra zolen compenseren het andere been.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Omvang enkel	Maat
235502-1	Silistab Achillo Brace	19 - 21 cm	1
235502-2	Silistab Achillo Brace	21 - 23 cm	2
235502-3	Silistab Achillo Brace	23 - 25 cm	3
235502-4	Silistab Achillo Brace	25 - 27 cm	4
235502-5	Silistab Achillo Brace	27 - 30 cm	5