

Einfacher Daumen-Immobilisator



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Daumenschiene verfügt über zwei formbare Stäbe mit zwei Klettverschlüssen und bietet eine mittlere bis leichte Immobilisation. Der Stoff, der mit der Haut in Kontakt kommt, besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist hygienisch, komfortabel und atmungsaktiv. Die Schiene ist benutzerfreundlich, vollständig zu öffnen und lässt sich leicht anlegen.

Indikationen:

- Arthrose und leichte Instabilität des Daumens.

Erhältlich in folgenden Größen:

Rechts	Links	Artikelbeschreibung	Handgelenk-breite	Größe
GMI35-RS	GMI35-LS	Einfacher Daumen-Immobilisator	<16 cm	S
GMI35-RM	GMI35-LM	Einfacher Daumen-Immobilisator	16 - 22 cm	M
GMI35-RL	GMI35-LL	Einfacher Daumen-Immobilisator	22 - 25 cm	L