

# Simple Thumb Immobilizer



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De duimbrace heeft twee vormbare baleinen met twee klittenbandsluitingen en biedt een medium lichte immobilisatie. De stof dat in contact komt met de huid is 100% katoen en is hygiënisch, comfortabel en ademend. De brace is gebruiksvriendelijk, volledig te openen en gemakkelijk aan te trekken.

## Indicaties:

- Artrose en milde instabiliteit van de duim.

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Breedte pols	Maat
GMI35-RS	GMI35-LS	Simple Thumb Immobilizer	<16 cm	S
GMI35-RM	GMI35-LM	Simple Thumb Immobilizer	16 - 22 cm	M
GMI35-RL	GMI35-LL	Simple Thumb Immobilizer	22 - 25 cm	L