

Fingerstütze (buddy)



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Zur Unterstützung der Finger nach einer Fingerverletzung. Die Fingerstütze sorgt dafür, dass der Finger bequem an einen benachbarten Finger geschient wird. Die Spannung ist je nach Bedarf des Benutzers verstellbar. Es handelt sich um ein bilaterales Produkt, das für alle Finger anwendbar ist.

Indikationen:

- Verletzungen der Finger (Verstauchungen, Luxationen)
- Nichtverschobene Frakturen der Fingerglieder
- Wiederaufnahme von Aktivitäten/Sport

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe
2535012	Fingerstütze (buddy)	Universell