

Handgelenkschiene



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

EEs wurde optimal aufmMensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Wrist Splint ist eine fertige Schiene zur Immobilisierung des Handgelenks. Die Wrist Splint verfügt über eine herausnehmbare Aluminium-Handfläche und drei Klettverschlüsse für eine ideale Passform. Die weiche Daumenöffnung garantiert einen hohen Tragekomfort.

In den folgenden Größen erhältlich:

Rechts	Links	Breite der Hand am M.C.P. Gelenk	Größe
GMI011	GMI021	5,0 - 6,3 cm	XX-Small*
GMI012	GMI022	6,3 - 7,5 cm	X-Small
GMI013	GMI023	7,5 - 8,8 cm.	Small
GMI014	GMI024	8,8 - 10,0 cm.	Medium
GMI015	GMI025	10,0 - 11,3 cm.	Large
GMI016	GMI026	11,3 - 12,5 cm.	X-Large

*Größe XX-Small wird für (etwas größere) Kinder im Alter von 9-12 Jahren verwendet.