

Wrist Splint



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Wrist Splint is een kant en klare brace voor immobilisatie van de pols. De Wrist Splint heeft een verwijderbare aluminium palmaire balein en drie klittenbanden voor een ideale pasvorm. De zachte duimopening garandeert een hoge mate van comfort.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Breedte van de hand t.h.v. het M.C.P. gewricht	Maat
GMI011	GMI021	5,0 - 6,3 cm	XX-Small*
GMI012	GMI022	6,3 - 7,5 cm	X-Small
GMI013	GMI023	7,5 - 8,8 cm.	Small
GMI014	GMI024	8,8 - 10,0 cm.	Medium
GMI015	GMI025	10,0 - 11,3 cm.	Large
GMI016	GMI026	11,3 - 12,5 cm.	X-Large

*De maat XX-Small wordt voor (iets grotere) kinderen gebruikt, ongeveer de leeftijd tussen 9-12 jaar.