

Basic-Handgelenkstütze



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Basic-Handgelenkstütze ist eine fertig montierte Bandage zur Immobilisation des Handgelenks. Die Bandage verfügt über eine Aluminium-Schiene und drei Klettverschlüsse für eine gute, stabile Passform. Das angenehme und weiche Material sorgt für einen hohen Komfort. Mit einer Länge von 25 cm bietet diese Handgelenkstütze eine sehr stabile Unterstützung.

Indikationen:

Bietet Handgelenk- und Daum Unterstützung für eine Vielzahl von Verletzungen, Erkrankungen sowie prä- und postoperativen Situationen, wie zum Beispiel:

- Stabile Frakturen
- Verstauchungen und Zerrungen
- Verletzungen und Erkrankungen des Weichgewebes
- Daumenverletzungen
- Periphere Nervenpathologie

Erhältlich in folgenden Größen:

Rechts	Links	Artikelbeschreibung	Breite der Hand auf Höhe des M.C.P.-Gelenks	Größe
GMI272	GMI282	Basic Wrist Brace	6,3 - 7,5 cm	XS
GMI273	GMI283	Basic Wrist Brace	7,5 - 8,8 cm	S
GMI274	GMI284	Basic Wrist Brace	8,8 - 10,0 cm	M
GMI275	GMI285	Basic Wrist Brace	10,0 - 11,3 cm	L
GMI276	GMI286	Basic Wrist Brace	11,3 - 12,5 cm	XL