

Basic Polsbrace



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Basic Polsbrace is een kant en klare brace voor immobilisatie van de pols. De brace heeft een aluminium balein en 3 klittenbanden voor een goede, stabiele pasvorm. Het aangename en zachte materiaal geeft een hoge mate van comfort. Door de lengte van 25 cm geeft deze pols brace een zeer stabiele ondersteuning.

Indicaties:

Zorgt voor ondersteuning bij een scala aan verwondingen, aandoeningen, pre- en postoperatieve situaties aan de pols, zoals:

- Stabiele fracturen
- Verstuikingen en verrekkingen
- Weke delen letsels en aandoeningen
- Artritis
- Perifere zenuwpathologie

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Breedte van de hand t.h.v. het M.C.P. gewricht	Maat
GMI272	GMI282	Basic Polsbrace	6,3 - 7,5 cm	XS
GMI273	GMI283	Basic Polsbrace	7,5 - 8,8 cm	S
GMI274	GMI284	Basic Polsbrace	8,8 - 10,0 cm	M
GMI275	GMI285	Basic Polsbrace	10,0 - 11,3 cm	L
GMI276	GMI286	Basic Polsbrace	11,3 - 12,5 cm	XL