

# Basic-Handgelenkstütze mit Daumen



## Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



## Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



## Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Basic-Handgelenkstütze mit Daumen ist eine fertig montierte Schiene zur Immobilisation des Handgelenks und Daumens. Die Bandage verfügt über eine Aluminium-Schiene und drei Klettverschlüsse für eine gute, stabile Passform. Das angenehme und weiche Material sorgt für einen hohen Komfort.

## Indikationen:

Bietet Handgelenk- und Daumenunterstützung für eine Vielzahl von Verletzungen, Erkrankungen sowie prä- und postoperativen Situationen, wie zum Beispiel:

- Stabile Frakturen
- Verstauchungen und Zerrungen
- Weichteilverletzungen und -erkrankungen
- Arthritis
- Rhizarthrose
- Daumenverletzungen
- Periphere Nervenpathologie

## Erhältlich in den folgenden Größen:

Rechts	Links	Artikelbeschreibung	Breite der Hand auf Höhe des M.C.P.-Gelenks	Größe
GMI252	GMI262	Basic-Handgelenkstütze mit Daumen	6,3 - 7,5 cm	XS
GMI253	GMI263	Basic-Handgelenkstütze mit Daumen	7,5 - 8,8 cm	S
GMI254	GMI264	Basic-Handgelenkstütze mit Daumen	8,8 - 10,0 cm	M
GMI255	GMI265	Basic-Handgelenkstütze mit Daumen	10,0 - 11,3 cm	L
GMI256	GMI266	Basic-Handgelenkstütze mit Daumen	11,3 - 12,5 cm	XL