

# Basic Polsbrace met duim



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Basic Pols Brace met Duim is een kant en klare spalk voor immobilisatie van de pols en duim. De brace heeft een aluminium balein en 3 klittenbanden voor een goede, stabiele pasvorm. Het aangename en zachte materiaal geeft een hoge mate van comfort.

Door de lengte van 25 cm geeft deze pols brace een zeer stabiele ondersteuning.

## Indicaties:

Zorgt voor pols- en duimondersteuning bij een scala aan verwondingen, aandoeningen, pre- en postoperatieve situaties, zoals:

- Stabiele fracturen
- Verstuikingen en verrekkingen
- Weke delen letsels en aandoeningen
- Artritis
- Rhizartose
- Duimtrauma's
- Perifere zenuwpathologie

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Breedte van de hand t.h.v. het M.C.P. gewricht	Maat
GMI252	GMI262	Basic Polsbrace met duim	6,3 - 7,5 cm	XS
GMI253	GMI263	Basic Polsbrace met duim	7,5 - 8,8 cm	S
GMI254	GMI264	Basic Polsbrace met duim	8,8 - 10,0 cm	M
GMI255	GMI265	Basic Polsbrace met duim	10,0 - 11,3 cm	L
GMI256	GMI266	Basic Polsbrace met duim	11,3 - 12,5 cm	XL