

Modellierbare Handgelenkstütze



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Modellierbare Handgelenkstütze ist 25 cm lang und wird zusammen mit einer luftdicht verpackten Polyesterspange verwendet. Diese Schiene kann nach dem Öffnen der Verpackung und dem Eintauchen in Wasser in jede gewünschte Position gebracht werden. Die Polyesterspange wird separat mitgeliefert und kann mit einer speziell dafür entwickelten Pinzette in die Handgelenkstütze geschoben werden.

Erhältlich in folgenden Größen:

Rechts	Links	Artikelbeschreibung	Umfang des Handgelenks	Größe
GMI053-I	GMI063-I	Modellierbare Handgelenkstütze	7,5 - 8,8 cm	S
GMI054-I	GMI064-I	Modellierbare Handgelenkstütze	8,8 - 10,0 cm	M
GMI055-I	GMI065-I	Modellierbare Handgelenkstütze	10,0 - 11,3 cm	L
GMI056-I	GMI066-I	Modellierbare Handgelenkstütze	11,3 - 12,5 cm	XL