

# Modellierbare Handgelenkstütze mit Daumen



## Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



## Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



## Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Modellierbare Handgelenkstütze mit Daumen besteht aus einer Handgelenkstütze (25 cm lang) und einer luftdicht verpackten Polyester-Schiene, die nach dem Öffnen und Eintauchen in Wasser als Schiene dient und in jede gewünschte Position gebracht werden kann. Die Polyester-Schiene wird mit einer speziell dafür entwickelten Pinzette in die Handgelenkstütze geschoben.

Erhältlich in folgenden Größen:

Rechts	Links	Artikelbeschreibung	Breite der Hand auf Höhe des M.C.P.-Gelenks	Größe
GMI033-I	GMI043-I	Modellierbare Handgelenkstütze mit Daumen	7,5 - 8,8 cm	S
GMI034-I	GMI044-I	Modellierbare Handgelenkstütze mit Daumen	8,8 - 10,0 cm	M
GMI035-I	GMI045-I	Modellierbare Handgelenkstütze mit Daumen	10,0 - 11,3 cm	L
GMI036-I	GMI046-I	Modellierbare Handgelenkstütze mit Daumen	11,3 - 12,5 cm	XL

Zangen modellierbare Handgelenkschiene

GMI070 30 cm