

Modelleerbare Polsbrace met duim



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Modelleerbare Pols Brace met Duim bestaat uit een pols brace (25 cm lang) en een luchtdicht verpakte polyester spalk die, na openen en onderdompeling in water, dienst doet als balein en in iedere gewenste positie gebracht kan worden. De polyester spalk wordt met behulp van een speciaal daarvoor ontworpen pincet in de pols brace geschoven.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Rechts	Links	Artikelomschrijving	Omtrek pols	Maat
GMI033-I	GMI043-I	Modelleerbare Polsbrace met duim	7,5 - 8,8 cm	S
GMI034-I	GMI044-I	Modelleerbare Polsbrace met duim	8,8 - 10,0 cm	M
GMI035-I	GMI045-I	Modelleerbare Polsbrace met duim	10,0 - 11,3 cm	L
GMI036-I	GMI046-I	Modelleerbare Polsbrace met duim	11,3 - 12,5 cm	XL

Pincet modelleerbare polsbrace

GMI070 30 cm