

Stabilizing Shoulder Brace



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Diese stabilisierende Schulterbandage hilft, so schnell und effektiv wie möglich zu heilen. Die Gurte schließen nach oben, um den Humerus in seiner natürlichen Position zu halten (verringert Schmerzen und Erholungszeit). Silikonarm-Innenring für maximalen Halt und bessere Unterstützung des Arms.

Elastischer Zusatzgurt, um die Schulter bei vorderen Schulterluxationen nach hinten zu drücken. Die Bandage ist komfortabel: leicht und atmungsaktiv. Hygienisch: 100 % Baumwolle im Hautkontakt.

Indikationen:

- Schulterluxationen und chronische Schulter-Subluxation
- Vorbeugung von Luxationen
- Schulterarthrose
- Folgen früherer Luxationen des Skapulohumeralgelenks
- Postoperative Versorgung
- Stabilisierung des Glenohumeralgelenks
- Konservative Behandlung bei neurologischen Schulterproblemen

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Umfang des Bizeps	Größe
GM8407-S	Stabilizing Shoulder Brace	24-28 cm	S
GM8407-M	Stabilizing Shoulder Brace	28-32 cm	M
GM8407-L	Stabilizing Shoulder Brace	32-36 cm	L
GM8407-XL	Stabilizing Shoulder Brace	36-40 cm	XL
GM8407-XXL	Stabilizing Shoulder Brace	40-44 cm	XXL