

ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace

(voorheen New Edge Knee Brace)



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace heeft een zeer goede pasvorm en is gemaakt de unieke AirGenix® antibacteriële stof, wat een groot voordeel biedt bij postoperatieve en posttraumatische zorg, omdat het de kans op wondinfecties verkleint en nare geurtjes helpt voorkomen. De flexie- en extensie van deze ROM-brace zijn volledig instelbaar.

Indicaties:

- ACL – PCL ruptuur en/of reconstructie
- Postoperatieve behandeling Ligamenten Collaterale
- Knie-trauma's (distorsies of dislocaties), gewrichtslaxiteit en laterale instabiliteit
- Ondersteuning bij lichte of middelzware gonartrose
- Tijdens revalidatiefase, om steun te bieden en het vertrouwen te verbeteren

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer rechts | Artikelnummer links | Artikelomschrijving | Omvang in cm 15 cm boven de patella | Maat |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| GM8053-RXS | GM8053-LXS | ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace | 34 - 38 cm | X-Small |
| GM8053-RS | GM8053-LS | ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace | 38 - 43 cm | Small |
| GM8053-RM | GM8053-LM | ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace | 43 - 49 cm | Medium |
| GM8053-RL | GM8053-LL | ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace | 49 - 56 cm | Large |
| GM8053-RXL | GM8053-LXL | ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace | 56 - 64 cm | X-Large |
| GM8053-RXXL | GM8053-LXXL | ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace | 64 - 73 cm | XX-Large |
| GM8053-RXXXL | GM8053-LXXXL | ACL-PCL and MCL-LCL Instability Brace | 73 - 83 cm | XXX-Large |