

Airstep Walker



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Airstep Walker is een walker die door haar luchtkamers een optimale pasvorm voor de patiënt garandeert en bovendien zeer comfortabel in gebruik is. Door de brede rocker bottom zool wordt een natuurlijke afwikkeling van de voet verkregen.

Indicaties:

- Matige tot ernstige verzwikking van de enkel
- Stabiele fractuur van het distale deel van het onderbeen en/of voetfractuur
- Postoperatieve immobilisatie

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Schoenmaat	Maat
U08902-XS	Airstep Walker	34 - 35	XS
U08902-S	Airstep Walker	36 - 38	S
U08902-M	Airstep Walker	39 - 40	M
U08902-L	Airstep Walker	41 - 42	L
U08902-XL	Airstep Walker	43 - 47	XL

Airstep Walker SHORT



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Airstep Walker is een walker die door haar luchtkamers een optimale pasvorm voor de patiënt garandeert en bovendien zeer comfortabel in gebruik is. Door de brede rocker bottom zool wordt een natuurlijke afwikkeling van de voet verkregen.

Indicaties:

- Matige tot ernstige verzwikking van de enkel
- Stabiele fractuur van het distale deel van het onderbeen en/of voetfractuur
- Postoperatieve immobilisatie

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Schoenmaat	Maat
U09002-XS	Airstep Walker Short	34 - 35	XS
U09002-S	Airstep Walker Short	36 - 38	S
U09002-M	Airstep Walker Short	39 - 40	M
U09002-L	Airstep Walker Short	41 - 42	L
U09002-XL	Airstep Walker Short	43 - 47	XL