

Elastische Schienengurte



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Elastischen Schienengurte bestehen aus einem elastischen Schlaufenband, das durch Ultraschall-Schweißen mit einem Teil des Hakenbandes verbunden ist. Indem Sie den Hakenbereich auf das gewünschte Material aufkleben und dann das elastische Schlaufenband dagegen drücken, erhalten Sie einen zuverlässigen und sicheren Verschluss, der jedes Mal erneut verstellbar ist.

Die Schienengurte sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessung in cm	Farbe
GM941	Elastische Schienengurte	2,5 x 30	Weiß
GM942	Elastische Schienengurte	2,5 x 40	Weiß
GM943	Elastische Schienengurte	2,5 x 50	Weiß
GM944	Elastische Schienengurte	2,5 x 60	Weiß
GM945	Elastische Schienengurte	2,5 x 70	Weiß
GM946	Elastische Schienengurte	2,5 x 80	Weiß
GM948	Elastische Schienengurte	2,5 x 100	Weiß
GM953	Elastische Schienengurte	5,0 x 50	Weiß
GM954	Elastische Schienengurte	5,0 x 60	Weiß
GM958	Elastische Schienengurte	5,0 x 100	Weiß