

Elastische splint straps



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Elastische Splint Straps bestaan uit een gedeelte elastisch lusband welk door middel van een ultrasone las verbonden is met een gedeelte haakband. Door het haakgedeelte vast te plakken op het gewenste materiaal en vervolgens de elastische lusband ertegen te drukken, verkrijgt u een betrouwbare en veilige sluiting, welke iedere keer opnieuw te verstellen is.

De Splint Straps zijn in verschillende maten beschikbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in cm	Kleur
GM941	Elastisch Splint Straps	2,5 x 30	Wit
GM942	Elastisch Splint Straps	2,5 x 40	Wit
GM943	Elastisch Splint Straps	2,5 x 50	Wit
GM944	Elastisch Splint Straps	2,5 x 60	Wit
GM945	Elastisch Splint Straps	2,5 x 70	Wit
GM946	Elastisch Splint Straps	2,5 x 80	Wit
GM948	Elastisch Splint Straps	2,5 x 100	Wit
GM953	Elastisch Splint Straps	5,0 x 50	Wit
GM954	Elastisch Splint Straps	5,0 x 60	Wit
GM958	Elastisch Splint Straps	5,0 x 100	Wit